

Instrukcja bezpieczeństwa gumowej nakładki do kul

1. Przeznaczenie wyrobu

Gumowa nakładka przeznaczona jest do stosowania na końcu kuli ortopedycznej w celu poprawy przyczepności do podłoża, zwiększenia stabilności użytkownika oraz ochrony powierzchni przed uszkodzeniem.

2. Zasady bezpiecznego użytkowania

- Sprawdzenie przed użyciem
- Przed każdym użyciem upewnij się, że nakładka jest prawidłowo i stabilnie osadzona na końcu kuli.
- Skontroluj, czy guma nie jest popękana, nadmiernie zużyta ani uszkodzona.

Użytkowanie:

- Używaj nakładki wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Nie stosuj nakładki na powierzchniach pokrytych olejem, lodem lub innymi substancjami zmniejszającymi przyczepność.
- Unikaj gwałtownego uderzania kulą o podłoże, aby nie doprowadzić do uszkodzenia nakładki.

Konserwacja i wymiana:

- Czyść nakładkę wilgotną ściereczką, nie używaj agresywnych środków chemicznych.
- Regularnie kontroluj stan zużycia – gdy nakładka jest znacznie wytarta, popękana lub traci przyczepność, należy ją natychmiast wymienić na nową.
- Nie stosuj prowizorycznych napraw (np. klejenia).

3. Ostrzeżenia

- Używanie zużytej lub uszkodzonej nakładki może spowodować poślizgnięcie się i upadek.
- Nie pozostawiaj nakładki w miejscach narażonych na działanie wysokiej temperatury (np. na kaloryferze, w bezpośrednim słońcu), gdyż guma może ulec deformacji.
- Produkt nie jest zabawką – przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci.

4. Informacje dodatkowe

- Gumowa nakładka jest wyrobem pomocniczym, który zwiększa bezpieczeństwo użytkownika, ale nie eliminuje całkowicie ryzyka poślizgnięcia się.
- Producent zaleca regularne sprawdzanie stanu nakładki i wymianę co 3–6 miesięcy lub częściej, w zależności od intensywności użytkowania.

5. Gwarancja

Nakładka gumowa jest elementem eksploatacyjnym podlegającym naturalnemu zużyciu i **NIE podlega gwarancji.**