

Instrukcja Bezpieczeństwa – Stojak na kule, laski, parasole (2729, 2731)

1. PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Stojak przeznaczony jest do przechowywania kul rehabilitacyjnych, lasek oraz parasoli. Produkt służy wyłącznie do użytku wewnętrznego w suchych i czystych pomieszczeniach, takich jak domy, gabinety medyczne, placówki opiekuńcze i rehabilitacyjne.

2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Używać stojaka wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
 - Nie przeciążać stojaka.
 - Nie wieszać na stojaku ciężkich przedmiotów nieprzeznaczonych do tego celu.
 - Ustawić stojak na stabilnej, równej i suchej powierzchni.
 - Nie używać stojaka, jeśli jest uszkodzony lub niestabilny.
 - Podczas przenoszenia stojaka upewnić się, że nie znajduje się na nim żaden przedmiot.
 - Zachować szczególną ostrożność w miejscach, gdzie poruszają się osoby starsze lub z ograniczoną mobilnością.
-

3. OSTRZEŻENIA

- Produkt nie jest zabawką – nie zezwalać dzieciom na wspinanie się na stojak.
 - Stojak nie służy do podpierania się jako pomoc przy wstawaniu.
 - Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do przewrócenia stojaka i ryzyka potknięcia.
 - Metalowa płytka w podstawie zwiększa stabilność – mimo to zawsze należy zachować ostrożność.
-

4. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Czyścić wilgotną ściereczką i łagodnym środkiem czyszczącym.
 - Nie stosować agresywnych detergentów ani środków ściernych.
 - Regularnie usuwać zanieczyszczenia z dolnych otworów odpływowych.
 - Nie zanurzać stojaka w wodzie na dłuższy czas.
-

5. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

- Przechowywać w suchym miejscu.
 - Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wysokich temperatur.
 - Nie ustawiać w pobliżu źródeł ciepła.
-

6. DANE TECHNICZNE (DLA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA)

- Materiał: metal
 - Chwyt: stal nierdzewna
 - Wysokość całkowita: 67,5 cm
 - Wysokość elementu stalowego: 28 cm
 - Szerokość: 22,5 cm
 - Głębokość: 14,5 cm
 - Waga: ok. 3 kg
-

7. UTYLIZACJA

Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów z tworzyw sztucznych i metalu.

Producent / Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania produktu.

8. INFORMACJE O PRODUCENCIE

Ossenberg GmbH (Niemcy)

Firma istnieje od 1950 roku i specjalizuje się w produkcji kul ortopedycznych oraz lasek.

Produkty wytwarzane są w Niemczech i dystrybuowane do ponad 50 krajów na świecie.

Symbolverzeichnis



Artikelnummer



Chargennummer



Lesen Sie die
Bedienungsanleitung



Dieses Produkt erfüllt die
Anforderungen der
Verordnung (EU) 2017/745 (MDR)



Hersteller



Herstellungsdatum



Achtung



Medizinprodukt



Vertrieb durch



Zulässiges
Körpergewicht



Ossenberg GmbH
Kanalstraße 79
48432 Rheine
GERMANY

Phone +49 (0) 59 71-9 80 46 0
Fax +49 (0) 59 71-9 80 46 16
Internet www.ossenberg.com
E-Mail info@ossenberg.com

This is a product according to the guidelines of the Medical Devices Directive. Furthermore the Ossenberg GmbH is certified according to DIN EN ISO 13485.